



EMERGENCY CARE

Her er noe info om vakummadrasser.

SNLA/NLA satte opp en gruppe av Redningsmenn som i 2015 skulle finne frem til/initiere en ny Vakummadrass for fremtiden

2015

NLA hadde i mange år (15-20) brukt vakummadrass i sine rescue bagger, Vakummadrassen var produsert hos Kohlbrat&Bunz. Etter å ha testet ut mange andre produsenter ble vi valgt til å jobbe videre for å lage fremtidens vakummadrass som kunne ligge permanent på Luftambulanses bårer.

Utgangspunktet var en Vakummadrass som var hyllevare. Denne ble modifisert og vi endte opp med VM9001x01Luft.

2016

Emergency care as tok så grunnrisset av denne Vakummadrassen og konverterte med hylleutgaven og dette er VM9001x02Amb.

2020

2020 utviklet til det som i dag blir presentert som

Derefter har det kommet et behov fra andre om en enkel madrass som ikke skal ligge fast på bårer. Her har vi tatt frem VM11chx23 som er en enklere vakummadrass med bare 30 kamre denne er senere utviklet videre og har i dag Click system for feste av belter sli at renhold blir enklere. Belter som er PVC forsterkede belter for bedre hygiene.





EMERGENCY CARE

RedVac System
RedVac VM 9000

Emergency care as har valgt Kohlbrat&Bunz som produsent for de har meget lang og bra erfaring. De er også enkle å få til forandringer på utstyret

Vakuumdrassene har Kohlbrat&Bunz sitt RedVac system.

- **Patentert multi-kammer system**
 - For enkel bruk, lav vekt, liten pakningsstørrelse, høy stabilitet og lett påføring på pasienten ble dette flerkammersystem utviklet med opp til 99 kamre. Systemet holder kornene i riktig posisjon. derfor er plagsom og tidkrevende fordeling av fyllet helt eliminert.
- **Slitesterkt ytterstoff**
 - For å best mulig komfort for pasienten, funksjonelle motstand, slitasjemotstand og anvendelighet i et temperaturområde fra - 40 ° C for å gi + 70 ° C ble de beste spesialmaterialer valgt. Det holdbare skall av spesiell TPU er lett å rengjøre og desinfisere. Biokompatibelt, slitesterk ytre skall av TPU med mykere og mer behagelig side av pasienten, for å rense raskt og enkelt.
- **Feste system for bærehåndtak og pasient beherskelse stropper**
 - Håndtakene og stropper på våre RedVac system er utskiftbare, vaskbare og kan plasseres hvor som helst.
- **Automatisk lukking vakuum ventil**
 - RedVac Systemet har valgfrie, selvlukkende og robuste ventiler som opereres selv med tykke hansker. Etter suger den og lukkes automatisk, og dermed hindre tap av vakuum.
- **Definert merking**
 - Alle RedVac produkter er utstyrt med en uslitelig etikett med artikkel og serienummer og produksjonsdato og CE-merket. Etiketter med enkelte eiendom identifikasjon er valgfrie.
- **CE-merking, røntgen, CT og MR-kompatibel**
 - Utvikling og produksjon i Østerrike i henhold til ISO9001 - ISO13485 - AQAP2130 Alle RedVac systemer er røntgen, CT og MR-kompatibel

Under utvikling av tilpasset vakuumdrass VM9001x01Luft ble

- festepunkter under bære fjernet, slik at madrassen enkelt kan trekkes, uten at det er festepunkter som henger fast
- Innermadrass(tempurlignende) ble kuttet fra kne og ned
- Nedre del kan brukes til beinbrudd etc
- Nedre del kan og snues og vil kunne i spesielle situasjoner brukes på små barn i vakuum.(se bilde under)
- Nedre del ble laget kutt inn for å kunne bruke skuldestopper motsatt vei
- Innermadrass i hodeenden ble gjort smalere idet den originale var for bred.
- Støttespiler ble beholdt
- Belter ble delt slik at de enkelt kan taes av(se bilde av belter)
- Belter ble laget sorte idet fargekoding ikke ble ansett som nødvendig
- Plassen til skulderstropper ble endret og laget dypere
- Hodestabiliseingsstropp
- Pads til å ha på hodestabiliserings stroppen



EMERGENCY CARE

VM9001x01Luft





EMERGENCY CARE






EMERGENCY CARE

VM9002CHX02AmbZip

en ny hverdagsmadrass som er videreutviklet etter tilbakemeldinger fra ambulansepersonell. Har sliteløser for sidevanger, glidelås under for å holde madrassen mer stabil og belter ivarettatt under. Hode delen er laget smalere.





EMERGENCY CARE


VM11chx23

Det har og kommet behov fra andre om en enkel madrass som ikke skal ligge fast på båren. Her har vi tatt frem VM11chx23 som er en enklere vakummadrass med bare 30 kamre denne er senere utviklet videre og har Click system for feste av belter slik at renhold blir enklere. PVC-forsterkede belter for bedre hygiene.

Denne VAKUMMADRASSEN er laget for å tilfredsstille de som ikke vil ha vakummadrassen liggende på båre, men pakket inn ved siden

Dette er en vakummadrass som

- Flerkammersystem utviklet med opptil 30 kamre til granulaten
- Hyllevare og enklere i fasongen.
- PVC-forsterkede belter som gjør hygiene lettere
- Click fester slik at belter og håndtak enkelt kan flyttes.
- Har belter som er delt på midten
- Adapter følger med
- Lappesaker følger med
- Pumpe er option
- Oppbevarings bag med ryggfeste er option,





EMERGENCY CARE

Vakuumsplint sett

Dette settet er laget etter form som andre splintsett, men har fordelen med at granulatene ligger fordelt i bagger slik at disse er jevnt fordelt. Leveres i sett med 3 størrelser, lappesett, bag og pumpe

